

MODE D'EMPLOI DE LA POMPE FREE GO

Ce document est une aide à l'utilisation et ne remplace pas la notice d'utilisation fournie par le fabricant.



1. Tourner le bouton bleu sur « SÉLECTION DÉBIT (mL/h) ». Appuyer sur les flèches « Haut-Bas » pour obtenir le débit souhaité.
2. Positionner le bouton sur « SÉLECTION DOSE (mL) » pour enregistrer le volume total journalier à administrer en appuyant sur les flèches « Haut-Bas ».
3. Avant de mettre en marche, tourner le bouton sur « VOLUME ADMINISTRÉ (mL) » et vérifier que la quantité indiquée est bien à zéro. Si ce n'est pas le cas, tourner le bouton sur « EFFACER VOLUME ».
4. Placer le bouton sur « PAUSE », le temps de préparer la nutrition.
5. Installer la nutrition et la tubulure sur la pompe en suivant les illustrations sur la pompe.
6. La purge de la tubulure est automatique : Positionner le bouton bleu sur

« SÉLECTION DÉBIT (mL/h) », puis appuyer sur la touche Purge (bouton avec illustration « goutte ») durant 2 secondes, puis relâcher. La purge est automatique et s'arrête lorsque le volume de purge est atteint. Pour arrêter le processus avant la fin, appuyer sur la touche Purge.

7. Pour démarrer la pompe, tourner le bouton sur « MARCHE (mL/h) ».
8. Pour interrompre momentanément l'administration de la nutrition, tourner le bouton sur « PAUSE » et pour redémarrer, positionner le bouton sur « MARCHE (mL/h) ».
9. Lorsque l'administration est terminée, positionner le bouton sur « ARRÊT/CHARGE », et retirer la tubulure.

NB : Avant toute nouvelle alimentation, effacer la dose précédente en positionnant le bouton sur « EFFACER VOLUME ». Pour éviter cette manipulation, il est également possible d'introduire la valeur « SÉLECTION DÉBIT (mL/h) » puis de positionner le bouton sur « SÉLECTION DOSE (mL) » et d'appuyer sur la flèche « Bas » jusqu'à ce que « INF » apparaisse à l'écran. Dans ce cas, il n'y aura pas de volume total introduit et donc pas de volume à effacer à la fin de chaque administration. Cette technique est utilisable uniquement lorsque le volume exact de nutrition est introduit dans la poche.